

Seilzug – Auto

Ein günstiges und einfach herzustellendes Therapiegerät, das für Kinder höchst motivierend in der Behandlung eingesetzt werden kann.

Voraussetzung für dieses „Auto“ ist ein glatter Fußbodenbelag.

Herstellung:

2-3 Teppichfliesen werden mit kurzen Seilen miteinander verbunden.

Ein glattes, eher dünnes, je nach Raummaßen bis zu 10 Meter langes Seil wird an der vorderen Teppichfliese befestigt und durch einen an der Wand befestigten kleineren Flaschenzug geführt.

Anwendungsmöglichkeiten:

Das „Auto“ wird mit der Teppichseite nach unten gefahren. Es kann mit oder ohne Ladung von einem oder mehreren Kindern in unterschiedlichen Körperpositionen benutzt werden. Das Stabilisieren der Haltung wird durch die starke proprioceptive Rückmeldung während des Ziehens erleichtert.



November 2003